



## Indikationen

- Schneller Energiezufuhr nach Energieverlusten
- Intensivbehandlung bei schwer kranken Menschen
- Natur onkologische Unterstützung
- Effektive Informationsunterstützung der DNA Zellkommunikation und des gesamten Organismus
- Einsatz bei Hautprobleme generell (z.B. Psoriasis, Neurodermitis, Akne)
- Schmerztherapie allgemein
- Schlafstörungen
- Gelenkerkrankungen (z.B. Rheuma, Arthrose)
- Burnout, Depressive Verstimmungen
- Verletzungen aller Art
- Schnelle und narbenfreie Wundheilung
- Verbesserung der Durchblutung und Sauerstoffversorgung
- Anregung von Stoffwechsel und Immunsystem
- Verdauungsstörungen
- Schnellere Rehabilitation
- Neubildung von Stütz- und Bindegewebe
- Besseres Allgemeinbefinden, mehr Lebensfreude und allgemeine Stimmungsaufhellung
- Stoffwechselförderung

Nachdem die In-Photonic Technologie in der Schwingungshöhe von  $10^{14}$  Hertz nicht mehr physikalisch direkt gemessen werden kann, ist die Wirkung von der westlichen Schulmedizin noch nicht anerkannt und ersetzt weder den Gang zum Arzt noch die Einnahme von wichtigen Medikamenten.

# X-Quader Ionen-Generator Neue Medizintechnik

Beitrag zur In-Photonic Technologie:  
Dr. K. H. Fuchs: <https://www.youtube.com/watch?v=VuumFIM5FdU#t=246>

Videofilm QuerdenkerTV:  
Herr Prof. Mag. Dr. phil. Michael Friedrich Vogt.  
Weiter: <http://querdenken.tv/index.php/mfv-tv/501-vom-weltraum-in-die-medizinische-praxis>:  
*Schulmedizinische Methoden arbeiten linear wie chemische Gleichungen. Der Körper aber arbeitet jedoch mit unendlich vielen voneinander abhängigen, nicht im Einzelnen voraus berechenbaren feinstofflichen Reaktionen. Aus diesem Grund bringen rein schulmedizinische Systeme zwar sofort, jedoch selten bei chronischen und schweren Erkrankungen ausreichend Erfolg.*

*Dazu Zitat Herr Prof. Dr. Dr. Edinger: Zur neuen Energiemedizin und Therapie sagt Prof. Edinger in seinen Vorträgen Folgendes: „Wenn wir jetzt mal unser Gesundheitssystem ganz bewusst vergleichen mit einem wirklich gesund machenden, regulatorischen System, so lassen sich selbst schwere Fälle wie Tumorerkrankung, Leute im Rollstuhl mit schwerer ALS oder MS oder anderen Erkrankungen, durchaus reparieren, zumindest mal zum großen Teil wieder herstellen. Aber die Bedingung ist es, dass bestimmte Grundprinzipien der menschlichen Physiologie eingehalten werden.“*

*„Man sollte sich einmal Folgendes vorstellen: Ein Mensch, der so 70 Kilogramm schwer ist, verfügt ca. über 70 Billionen Zellen. Diese Zellen verfügen über unvorstellbar hohe atomare Geschwindigkeiten, was heißt: jede einzelne Zelle arbeitet mit ca.  $10^{15}$  Hertz Kommunikation und Reaktion pro Sekunde und das sind mehr als 1000 Billionen Schwingungen pro Sekunde.*

*Wenn wir das einmal hochrechnen und wir bei der Berechnung der Zellaktivität den schnellsten Computer der Welt nehmen, so würde der Computer für die Berechnung einer Minute Leistung der Körperfunktion ca. 170 Millionen Jahre hierzu benötigen. Und Gehirnzellen arbeiten noch schneller, weil sie komplexer und stärker vernetzt sind. Um eine zuverlässige Steuereinheit zu gewähren, verfügt der Organismus über sehr komplexe Steuersysteme, die solche Leistung nur in Lichtgeschwindigkeit regeln können.“ Aus diesem Grunde hat die Natur bereits zur Existenz des ersten Einzellers vor ca. 3,5 Milliarden Jahren die Steuerung über Lichtspektralenergien auf Sonnenenergie-Ebene vorgesehen. Die atomare molekulare Bindung und ganzheitliche Körperfunktion wird offiziell, so die moderne Biophysik und nachweislich in stetigen stabilen Minus-Ionenfeld bzw. Ionenaustausch biophysologisch reguliert und gehalten.*

Das medizintechnologische Verfahren einer Bioresonanzmethode des X-Quader Ionen-Moduls erreicht eine atomare Beschleunigung zellidentischer Energiegröße durch ein spezielles Verfahren der Lichtspektral-Energie (Solarenergie) des In-Photonic Verfahrens und bietet somit eine bisher nicht erreichte, sekunden-schnelle Zellaktivierung und Ionenaustausch von krankmachenden Positiv Ionen in gesunderhaltenden Minusionen-Stabilisierung zur Regenerierung aller biologischen Prozesse wie nachstehend beschrieben:

## Grundlagenwissen

So wirkt die atomare- molekulare zellunterstützende elektromagnetische Lichtspektraltherapie des In-Photonic® Verfahrens

Um das Prinzip "gesunder" und "krankmachender" Energie zu verstehen, muss man einen Blick auf die kleinsten Bausteine unseres Körpers werfen: die Atome. Im Normalzustand beinhalten Atome ebenso viele Protonen wie Elektronen. Entsteht nun durch verschiedene Einflüsse ein Elektronenüberschuss, lädt sich das Atom auf und wird zu einem negativ geladenen Anion. Bei einem Elektronenmangel lädt es sich positiv auf und wird zu einem positiv geladenen Kation.



ladenen Kation. Die Minus-Ionen des Luftsauerstoffs z. B. haben eine wertvolle Eigenschaft: Durch ihre negative Ladung ziehen sie in der Luft frei schwebende schädliche Keime an, binden und oxidieren diese.

## Große Minusladung = Regenerierungspotenzial

Im negativ geladenen Zustand übernehmen Minus-Ionen eine wichtige Regulationsfunktion für den Organismus. Untersuchungen der modernen Biophysik haben ergeben, dass der Körper ab einer Menge von ca. 6.000 Minus-Ionen pro Kubikzentimeter (quantitativ) in Eigenregulation maximale Regenerationsfähigkeit besitzt. Bei noch so geringen Beschwerden an Beschwerdestellen, die zwangsläufig in den Positiv-Ionen höher liegen, verfügt der Organismus im schlechtesten Fall kaum noch über eine eigene Regenerationsleistung. Den Selbstheilungskräften sowie der vitalen Leistung sind entsprechend der möglichen Überlagerung physikalische Grenzen gesetzt.

## Eine physikalische Regulation über atomaren Zellaufbau kann nur über Ionenaustausch erfolgen:

Macht man sich erst einmal bewusst, dass der menschliche Körper über den atomaren, molekularen Zellaufbau der quantenphysiologischen Funktion und biochemischer Existenz ausschließlich über Feinstofflichkeit und der Informationsgesetzmäßigkeit aufgebaut und gesteuert wird, so sind Krankheiten nichts anderes als Fehlsteuerungen im System. Der Ionenaustausch spielt hierbei eine wesentliche regulative Rolle. Das Krankheitsbild selbst in Wort und Bild dient der wichtigen Erkennung jedoch nur katalogisiert. Berechtigterweise steht hier auch schon das Medikamentenhandbuch zur Verfügung. Wie aber sieht es mit der Ursachenbehebung der atomaren molekularen Veränderung und DNA-Fehlsteuerung aus? Hier wirkt die Ionen-Therapie physikalisch korrigierend und muss folglich zu jeder individuellen Therapie zusätzlich eingesetzt werden.

In der therapeutischen Verpflichtung müssen somit Krankheiten grundsätzlich anders und neu bewertet werden:

Symptome als Wirkung von quantenphysiologischen, oftmals psychosomatischen Ursachen müssen zusätzlich in den feinstofflichen Bereichen über den Ionenaustausch molekular korrigiert und nachhaltig stabilisiert werden. Durch chemische Verabreichung alleine sind Krankheiten bei Patienten mit hohen Energiedefiziten schwer oder kaum zu behandeln und bleiben sogar oft unheilbar. Die Folgen sind chronische Erkrankungen. Es sei denn, das Krankheitsbild ist nicht so gewichtig. Doch sind Patienten mit hohen Energiedefiziten kaum therapierbar. Der Energiemangel muss zunächst ausgeglichen und stabilisiert werden. Dies kann nur über die atomare molekulare Zellaktivierung über Ionenaustausch und Lichtspektralenergie über elektromagnetische Einheit von mehr als 1000 Billionen Schwingungen pro Sekunde erreicht werden, niemals aber über biochemische Ebene, da sie keine elektromagnetische Spannung erzeugt. Verstehen wir jetzt die resonante Therapie?

### Unerlässlich:

In der Therapie werden jedoch hierzu häufig die Ermittlungen von wichtigen Faktoren, wie die Erkennung des Energiestatus des gesamten Organismus und einzelner Organe sowie die Erkennung des bioelektromagnetischen Gesamtspektrums in ihrer Leistung nicht berücksichtigt. Ebenso fehlen oft die Messungen zur Erkennung der qualitativen DNA-Steuerfunktion im Informationsaustausch und die Bestimmung qualitativer Zellkommunikation. So bleibt somit auch die Erkennung der Steuerblockaden (DNA-Fehlsteuerungen) über bioenergetische DNA-Analysen vernachlässigt oder diese Messungen werden erst gar nicht angeboten.

In der Klinik der medizintechnischen Praxis „INAKARB“ des Herrn Prof. Dr. Dr. Edinger, russische Raumfahrtmedizin werden verantwortungsbewusst zu anderen Diagnoseverfahren solche Messungen zur Therapiebestimmung und Diagnostik akribisch durchgeführt.

Zur effektiven Ionentherapie (IntraScalar-Kabine) in der örtlichen Praxisanwendung bei Herrn Prof. Dr. Dr. Edinger gehören die X-Quader Keramikmodule zur privaten Nachbehandlung der Zellstabilisierung mit Ausgleichspotenzial zur qualitativen Anhebung und Stabilisie-

rung des Energieniveaus. Dies kann ausschließlich wie wir es erfahren haben über Lichtspektralenergie zellatomarer Schwingungserhöhung erfolgen. Die durch die Entwicklergruppe der In-Photonic ausgereifte Technologie unter der Leitung des Herrn Dr. K. H. Fuchs unter wissenschaftlichen anerkannten und durch Universitäten sowie namhaften Institutionen beglaubigten Verfahren, steht einzig in der modernen Medizintechnik in der Ionentechnologie und ist somit alleine in der Geschichte der Medizintechnik. Die In-Photonic IntraScalar Methode wird in den Praxen der Naturheilverfahren, in der Komplementärmedizin und naturonkologischen Ionentherapie erfolgreich eingesetzt. Das neue Zeitalter der Ionen-Therapie hat somit begonnen.

## X-Quader Ionen-Moduleinheiten:

Die X-Quader Module sind leistungsstarke Ionen-Generatoren und verfügen quantenphysiologisch über ein Übertragungspotenzial von ca. 1,6 Millionen nutzbare Minusionenfelder pro Kubikzentimeter. Beim Menschen liegt das quantitative Energiepotential wie bereits erwähnt bei nur 6.000 Minusionenfeld. Somit verfügen X-Quader-Ionen-Module über eine leistungsstarke, effektive Überlagerungsenergie von mehr als das 260 Fache der Natur gesetzmäßigen Körperfunktion und sind ebenso für die private Nutzung zur Ionen-Anwendung für zuhause konzipiert, die man auch präventiv nutzen soll. Sie verfügen über die elektromagnetische Langzeitwirkung der In-Photonic Verfahren aufgewertete Siliziumkristalle von mehr als 15.000 Jahren. Die Module werden zur Anwendung lediglich unter das Bett gestellt oder werden zur professionellen Energetisieren von Nahrungsergänzungen, Kosmetik, Wasserionisierung und vieles mehr weiterhin eingesetzt.


## X-Quader-Ionenmodule aus Keramik

Menschen oder Patienten, die der krankheitsbedingte Energiemangel bei über 40% und mehr liegt, verfügen kaum noch an Reserven für die physikalische Eigenregulation bzw. den eigenständigen Ionenaustausch. Krebskranke und andere schwerkranke Menschen verfügen an einen Energiemangel von 68 und 72%. So nehmen Krankheiten ihren Lauf. Dieser vitale Aspekt wird in der klassischen Therapie kaum berücksichtigt. Bei einem Energiemangel von

Negativ geladenes Ion

Positiv geladenes Ion

Neutrales Atom



mehr als 60% ist eine Selbstregulierung nicht mehr möglich. Die Forschungen der modernen Biophysik belegen, dass das Immunsystem von der Energiegröße abhängig ist. Ebenso kann die Leistung der biochemischen wie auch der biophysikalischen Funktion entsprechend dem Energieniveau eingeschränkt oder gar inaktiv sein. Die Leistung dieser X-Quader-Ionen-Module erfüllt die Aufgabe, diese Regulationsfunktion zu übernehmen und nachhaltig zu stabilisieren. Die IntraScalar-Station (Ionen-Kabine) in der Praxis von Herrn Prof. Dr. Dr. Edinger verfügt über mehrere Generatoren mit einer Leistung von mehr als 3,6 Millionen Minusionen-Einheiten (bzw. 12,7 Millionen) konzentrierte Übertragung und dient dem atomaren Zellaufbau und der fundamentalen Wiederherstellung des physikalisch biologischen Ordnungssystems. Zudem bietet die Informationstherapie in der medizintechnischen Neuheit ein individuelles Übertragungspotenzial und auf jeden Patienten eingestellt.

In seiner Wirkung trägt das Modul zur Stabilisierung der Zellaktivität bei und erhöht das Energiepotenzial. In der Energietherapie und präventiven Nutzung ist es also sinnvoll, für eine stetige Stabilisierung und Ionenaustausch im Organismus zu sorgen und zwar Jahre bevor Krankheiten ihren Lauf nehmen können. Das stabile Ausgleichspotenzial verhindert in der präventiven Nutzung weitgehend das Ausbrechen von Krankheiten. Präventiv bietet der stetige Energieausgleich während des Schlafes über die Stabilität auch den Schutz vor Überlastungen und Umweltschäden. Als Modulsystem wird die Leistung mit anderen Therapiemethoden z.B. Magnetfeldtherapie, Bioresonanzmethode zu optimaler Wirkung kombiniert. Zur Anwendung zu Hause legt man das Modul unter das Bett. In Einzelfällen erreichen wir sogar über das hohe Energiepotenzial des X-Quader-Ionen-Moduls die Auflösung von Metastasen. Energieblockaden werden gelöst und die Leistung des Anwenders wird nachweislich gesteigert

Die Leistung des X-Quader Ionen-Moduls wird zur unterstützenden Therapie während und nach der IntraScalar-Behandlung (Ionen-Kabine) zuhause eingesetzt.

### **X-Quader Ionen-Modul in der Wellnessanwendung für Hochleistungssportler die Nr. EINS in der sekundenschnellen Zellaktivierung for more Power of Life**

Stresserkrankungen haben einen hohen Anteil in den Arztpraxen. Welche Therapien können hier angeboten werden, wenn das vegetative Nervensystem durch zunehmenden Energieab-

fall aus dem Gleichgewicht oder gar aus den Fugen gerät? Medikamente können hier nicht die Dauerlösung sein.

### **Die Überforderung des Organismus durch psychische Belastungen können schwerwiegende Folgen haben:**

Stress verursacht Angst und somit Verspannungen und lässt das Herz schneller schlagen. Die Leistung fällt drastisch ab. Erhöhter Blutdruck, Kopfschmerzen und Magenbeschwerden treten auf. Sie gehören zu den häufigsten Stresserscheinungen mit zunehmenden Folgen. Depressionen und Aggressionen machen sich breit. Der Umgang miteinander wird zunehmend hektischer.

All diese Erscheinungen sind Folgen des zunehmenden Leistungsdrucks, der sich als Energieräuber auswirkt. Davon sind nicht nur Führungskräfte in den oberen Etagen betroffen. Das gilt auch für Menschen, die im Berufsleben allgemein unter Belastungen stehen. Heutzutage wird generell dauerhafte Hochleistung gefordert. Solche Dauerbelastungen und Stresserscheinungen führen nicht selten zu gesundheitlichen Schäden. Die stressbedingten Beschwerden führen die Krankheitsstatistik schon an. Heute können diese Beschwerden durch die X-Quader-Ionen-Module behoben werden und eine präventive Anwendung lässt diese Probleme gar nicht erst entstehen.

Das X-Quader-Ionen-Modul ist mit einem High Tech Verfahren ausgestattet und bietet ein Energiepotenzial, das in der Lage ist, die Ursache von Müdigkeitserscheinungen, Erschöpfungszuständen, Sauerstoffmangel und stressbedingter Überreiztheit in wenigen Minuten weitgehend zu beheben. Eine signifikante Verbesserung der Leistungssteigerung und Harmonisierung des Vegetativums sowie ein vitales Wohlbefinden zeigen sich nach nur einer Stunde Anwendung mit X-Quader-Modul. Oft genügen schon 20 Minuten um Verspannungen, Beschwerden, Aggressionen, Überreiztheit und Stress bedingte Kopfschmerzen zu lindern oder sie ganz aufzuheben. Präventiv genutzt lässt das X-Quader-Modul erfahrungsgemäß solche stressbedingten Beschwerden gar nicht erst aufkommen. Der Energiemangel nimmt Einfluss auf das biophysikalische Verhalten und das Regenerationspotenzial des Organismus, auch ist das Immunsystem von dieser Leistung und Stärke abhängig.

Vergleichen wir das simpel mit einer Autobatterie: Bei einem Energieverlust von 10% verfügt die Batterie nur noch an 10,8 Volt Leistung und kann den Motor nicht mehr starten. Der bio-



physikalische Organismus funktioniert auf derselben bioelektromagnetischen Gesetzmäßigkeit. Hier lässt sich nur erahnen, dass der Organismus bei zunehmender Leistungsschwäche in seiner biophysikalischen Funktion lahmgelegt wird. Lassen wir bei jeglicher Therapie, Präventivmaßnahme und in der Wellnessanwendung die so wichtige vitale Aufwertung durch Energieaufnahme und bioenergetische Stabilisierung unberücksichtigt, so müssen wir uns nicht wundern, wenn dann die Krankheiten trotz vorbildlicher Therapie-Bemühungen dennoch ihren Lauf nehmen. Wenn wir nicht Regenerierungs-Phasen durch Ruhepausen einlegen und präventiv zellaktivierende Energien nutzen, so treten unweigerlich Stressprobleme auf und der Gang zum Arzt rückt immer näher. Gegen all die Belastungen des Umweltgeschehens und des stressgeplagten Alltags, ist die vitale Nutzung der bioenergetischen Stabilisierung schon unumgänglich geworden. Solche leistungsstarke Anwendungen der Zellaktivierung findet man jedoch nur sehr selten und kann durch kein Präparat zur Einnahme ersetzt werden.

So finden wir die X-Quader-Ionen-Module zur schnellen Zellaktivierung bei Hochleistungssportlern unter deren Bett. Übergreifend in präventiver Nutzung bieten die X-Quader-Ionen-Module bei anspruchsvollen, gesundheitsbewussten und sportlich aktiven Menschen Dauerhochleistung und Präventivmaßnahme in einem.

Die Anwendung der X-Quader-Ionen-Module zeigen schnelle Therapieerfolge auch in der Behandlung von Stresserscheinungen, Erschöpfungszuständen und Burnout- Syndrom. Man muss nicht unbedingt krank sein, um das X-Quader-Ionen-Modul anzuwenden.

„medical in“  
Tel. +49-(0)8243-9932263  
Hauptstr. 2, 86925 Fuchstal-Leeder

[info@medical-in.de](mailto:info@medical-in.de)  
[www.medical-in.de](http://www.medical-in.de)  
[www.in-photonic.de](http://www.in-photonic.de)

#### Rechtshinweis:

Die Wissenschaft hat die Wirksamkeit des In-Photonic Wirkungsverfahrens durch biologische Langzeitstudien und eine entsprechende Dissertation an der BOKU Universität Wien bestätigt. Hierbei konnte in hochspezialisierten Versuchsreihen die Zellstabilisierung bei Pflanzen nachgewiesen werden. Schulwissenschaftlich belegte Studien über den energetischen Zellschutz beim Menschen existieren zwar noch nicht – wir gehen jedoch aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, der spektakulären Milchttestreaktion sowie der Heilerfolge mit dem vielfach bewährten (wenn auch ebenfalls noch nicht wissenschaftlich belegten) Bioresonanzverfahren von einer Übertragbarkeit der Effekte auf den Menschen aus.